

- Avant le prélèvement :
 - respecter les conditions de stockage du matériel de prélèvement (température)
 - vérifier l'intégrité et la date de péremption des consommables utilisés
- Respecter l'ordre de prélèvement :

1	2	3	4	5	6	7
						Autres tubes

- Relâcher le garrot dès que le sang s'écoule dans le 1^{er} tube
- Veiller au bon remplissage des tubes (si utilisation d'une aiguille à ailettes, en l'absence d'hémoculture, prélever un tube neutre sans additif  avant les autres tubes afin de purger la tubulure)
- Si un ou plusieurs examens signalés * : prélever un tube  supplémentaire pour la **sérothèque**
- Homogénéiser les tubes après recueil par 8 à 10 retournements lents
- Identifier chaque échantillon au moment du prélèvement de façon lisible :
nom d'usage et prénom + **nom de naissance, date de naissance et sexe pour l'immuno-hématologie** (après contrôle d'une pièce d'identité officielle)
- Joindre la prescription et la fiche de transmission comportant tous les éléments d'identification du patient
- Renseigner : nom/prénom/qualité du préleveur, date/heure du prélèvement, renseignements cliniques
- Transporter les échantillons au laboratoire dans les plus brefs délais, en respectant le triple emballage
- Respecter les **conditions de prélèvement et de transport particulières** pour les examens signalés  (sauf mention spécifique, les délais sont indiqués pour un transport à température ambiante)
- Eliminer les déchets selon la réglementation spécifique (collecteurs pour DASRI piquants/coupants)

Citrates de sodium		HEMOSTASE 1 tube pour : TP, INR, TCA, Fibrinogène, D-Dimères, Héparinémie (activité anti-Xa)  remplir le tube jusqu'au repère, transport < 6h
Tube sec avec gel séparateur		ALLERGIE 1 tube pour : IgE totales - 1 tube pour : IgE spécifiques/RAST, Phadiatop, Trophatop
		AUTO-IMMUNITÉ 1 tube pour : Ac anti-thyroglobuline, Ac anti-thyroperoxydase 1 tube pour : Ac anti-nucléaires, Ac anti-ADN natif, Ac anti-ENA, Ac anti-CCP, Ac anti-transglutaminase IgA, Facteurs rhumatoïdes IgM 1 tube pour : Latex/Waaler-Rose 1 tube pour : Ac anti-cytosol, Ac anti-mitochondrie, Ac anti-muscle lisse, Ac anti-réticulum, Ac anti-tissus
		BIOCHIMIE (marqueurs tumoraux, hormones...) 1 tube pour : ACE*, AFP*, CA125*, CA15-3*, CA19-9*, β HCG*, Cortisol ( vers 8h), Ferritine, FSH, LH, Oestradiol, Progestérone, Prolactine ( entre 8h et 10h, après 20min de repos allongé), PSA*, T3L, T4L, TSH, Vitamine D (25-OH) 2 tubes pour : Electrophorèse des protéines, Immunoélectrophorèse (IF) 1 tube pour : Préalbumine, Lithium, Vancomycine 1 tube pour : Recherche toxiques
		SEROLOGIE INFECTIEUSE* 1 tube pour : Hépatites A, B et C, HIV et Ag p24, Lyme (Borreliose), Rubéole, Toxoplasmose 1 tube pour : Chlamydiae trachomatis, CMV, EBV et MNI test, Herpes simplex (HSV), Rougeole, Varicelle-zona (VZV) 1 tube pour : Ac anti-streptodornase /anti-streptolysine (ASD/ASLO), Syphilis (BW) 1 tube pour : Tétanos

Héparine de lithium avec gel séparateur 	BIOCHIMIE (ions, enzymes...) 1 tube pour : Acide urique, Albumine, Amylase, Apo A/B (👉 à jeun), β2 microglobuline, Bicarbonates (RA), Bilirubine, Calcium, Chlore, Cholestérol (👉 à jeun), CPK, Créatinine, CRP, Fer (👉 à jeun), GGT, Glycémie (👉 à jeun, transport < 2h – privilégier tube fluorure gris), Haptoglobine, Ionogramme, LDH, Lipase, Magnésium sérique, Orosomucoïde, PAL, Phosphore, Potassium (K) (👉 transport < 6h), Protéines totales, Sodium (Na), Transaminases (ALAT/ASAT), Transferrine, Triglycérides (👉 à jeun), Urée 1 tube pour : Digoxine, Procalcitonine, Troponine 1 tube pour : Ammoniémie (👉 transport dans la glace < 15min, domicile déconseillé) 1 tube pour : Folates plasmatiques, IgA, G et M, SDHA, Testostérone, Vitamine B12 1 tube pour : Ac. valproïque (Dépakine®), Carbamazépine (Tégréto®), Gentamicine								
sans gel séparateur 	1 tube pour : Monoxyde de carbone (HBCO)								
EDTA 	HEMATOLOGIE 1 tube pour : NF, Plaquettes, Réticulocytes, Vitesse de sédimentation (VS) (👉 transport < 8h sauf VS < 4h)								
	IMMUNO-HEMATOLOGIE 1 tube pour : Groupage sanguin (👉 2 déterminations sur 2 prélèvements pour carte de groupe sanguin), Recherche d'Ac irréguliers (RAI), Coombs direct 1 tube pour : Test de Kleihauer								
	1 tube pour chaque examen : BNP, Cross-laps (CTX) (👉 à jeun, avant 9h), Folates érythrocytaires, Hémoglobine glyquée (HBA1c), Parathormone (PTH), Recherche paludisme								
Fluorure de sodium 	1 tube pour chaque examen : Alcoolémie, Glycémie à domicile (👉 à jeun), Lactates (👉 transport dans la glace < 15min, domicile déconseillé)								
BIOCHIMIE URINAIRE									
Examens sur miction Pot de recueil avec canule de transfert 	Examens sur urines de 24h Cantine avec canule de transfert 								
BACTERIOLOGIE									
ECBU Pot de recueil stérile avec canule de transfert + tube acide borique (👉 remplir le tube Jusqu'au repère) 	Examen sur écouvillon avec milieu de transport eSwab® (à privilégier) sans milieu de transport (👉 transport < 2h)  <table><tr><td>Prélèvement vaginal simple</td><td>1 écouvillon eSwab®</td></tr><tr><td>+ Chlamydiae trachomatis (PCR)</td><td>+ 1 écouvillon eSwab®</td></tr><tr><td>+ Mycoplasmes</td><td>+ 1 écouvillon sans milieu de transport</td></tr></table>	Prélèvement vaginal simple	1 écouvillon eSwab®	+ Chlamydiae trachomatis (PCR)	+ 1 écouvillon eSwab®	+ Mycoplasmes	+ 1 écouvillon sans milieu de transport	Examen en récipient stérile (👉 conservation à +4°C avant transport) 	Hémocultures Flacons BioMérieux aérobie et anaérobie (👉 antiseptie cutanée en 5 temps, 8 à 10mL de sang par flacon chez l'adulte, transport rapide) 
Prélèvement vaginal simple	1 écouvillon eSwab®								
+ Chlamydiae trachomatis (PCR)	+ 1 écouvillon eSwab®								
+ Mycoplasmes	+ 1 écouvillon sans milieu de transport								
📖 Le manuel de prélèvement du LBM DYNABIO est accessible en ligne sur www.dynabio.fr ☎ Pour tout renseignement complémentaire, contacter par téléphone le laboratoire 📖 Les examens spécialisés ne figurant pas dans cette liste sont transmis au laboratoire EUROFINIS BIOMNIS (référentiel en ligne sur www.biomnis.com : respecter les conditions recommandées de prélèvement et de transport)									